

ビーリンサイトを
持ち帰る方へ

チェックポイント



ここだけは
見ておいて下さい！
小さいパンフレットも
参考にして下さい！



□画面に「ドウサチュウ リザーバ0ml」が表示されている

□CVポートの針周囲 赤い・痛い・腫れている
がないか

□チューブが閉塞しているところがないか

□チューブの接続部から液が漏れていないか

□ポンプの機械が破損していないか

Q&A

Q. 外出はして良いですか？

A. OKです！ケースに入れて持ち運びましょう。

Q. 入浴はどうすればいいですか？

A. まず、ポンプケースをビニル袋に入れます。

CVポート刺入部は濡れないようにすればカバーは不要です。入浴は半身浴が安心です。

Q. 病院へはどのように連絡すればいいですか？

A. 平日8時30分～17時15分までは、大代表に電話し、

「ケモ室へ回してほしい」と伝えて下さい。それ以外の時間は、体調変化の場合「受診したいので、救急外来へ回してほしい」と伝えて下さい。ポンプやチューブのトラブルの場合「8西へ回して下さい」と伝えて下さい。

閉塞

「コウアツアラーム」
「ヘイソクアリ」
と表示が出たら？



①  ボタンを押します。

② ルートを端から端までたどり、折れ曲がっているところがないか確認します。

③ 折れている所があれば、真っすぐにします。

④  ボタンを押します。

⑤  ドウサチュウ リザーバ 〇ml

と表示されていればOK

接続部から薬液が漏れる

なんだか、液が漏れているみたい？と思ったら…



①CVポートと2番目のルートにゆるみがないか確認してみる

②2番目のルートとフィルターがついているルートにゆるみがないか確認してみる

③フィルターの先と、長いチューブの接続にゆるみがないか確認してみる

④長いチューブとカセットのチューブの接続にゆるみがないか確認してみる

①～④すべてゆるみがなく、それでも薬液が漏れていそうであれば、病院に電話する

※薬液が本人や家族に付着した場合は流水と石鹼で洗い流す。汚染された衣類は単独で洗濯

ポートが抜けた

- 針が刺さっていたところから、出血が継続していないか確認してください。
- 出血があれば、絆創膏を貼り、上から圧迫し止血をします。
- 病院へ連絡します。「CVポートが抜けた」と伝えて下さい。

アラーム音が止まらない

- 可能であれば、ポンプの表示をスマホのカメラで撮って下さい。
- 病院へ連絡して下さい。